



Hiciste mi noche.

AirFit F40 de ResMed

Una mascarilla minimalista
Maximizada para todos.



AirFit[®]
F40

Presentamos la AirFit™ F40 de ResMed

Esta mascarilla se basa en lo que a usted y a sus pacientes les encanta de las mascarillas de ResMed, añadiendo una estructura totalmente flexible con nuevas almohadillas de silicona suave y menos puntos de ajuste para un fácil ajuste y comodidad. Un diseño UltraCompact debajo de la nariz permite rutinas flexibles a la hora de acostarse y posiciones para dormir. Y es fácil de poner y quitar, incluso en medio de la noche.

98%
Rango de ajuste¹

Nuevo cojín facial AdaptiSeal™

La silicona suave se adapta al rostro y está diseñada para mantener el sellado.

Codo de liberación rápida

Facilita la conexión y desconexión de la terapia.

Tubo corto

Reduce la resistencia y se mueve con el paciente.

Ventilación difusa QuietAir™

Integrada en el cojín para proporcionar un ambiente de dormitorio más tranquilo.

Puntos de ajuste del arnés

1 2 3 4
Dos puntos de ajuste superior y dos inferiores simplifican el ajuste y el uso.

Estructura de mascarilla flexible

Armazón de plástico cubierto por un suave acolchado de tela de nailon. El armazón se sitúa debajo de los ojos y está diseñado para ofrecer comodidad y reducir las marcas faciales.

Clips magnéticos*


Se conecta y desconecta fácilmente, incluso en medio de la noche.

*La mascarilla contiene imanes que pueden interferir con ciertos implantes o dispositivos médicos. Consulte la Guía del usuario para obtener información completa sobre el etiquetado, incluidas las contraindicaciones y advertencias de los imanes.



Sistema completo de mascarillas

64600
64601
64602
64603
64604



Sistema de armazón 64607, 64608, 64609

AirFit™ F40

AirFit F40

Sistema completo de mascarillas
(incluye el armazón, cojín facial y arnés)

Nombre del producto	Código del producto
AirFit F40 System – SW/STD AMER	64600
AirFit F40 System – M/STD AMER	64601
AirFit F40 System – L/STD AMER	64602
AirFit F40 System – M/SML AMER	64603
AirFit F40 System – M/LGE AMER	64604

Sistema de armazón
(incluye armazón y cojín facial)

Nombre del producto	Código del producto
Sistema de Armazón – SW	64607
Sistema de Armazón – M	64608
Sistema de Armazón – L	64609

Cojín facial


Nombre del producto	Código del producto
AirFit F40 Cojín Pequeño-Ancho	64627
AirFit F40 Cojín Mediano	64628
AirFit F40 Cojín Grande	64629

Arnés

Nombre del producto	Código del producto
AirFit F40 Arnés SML	64633
AirFit F40 Arnés STD	64634
AirFit F40 Arnés LGE	64635

Minimizada. Maximizada. Humanizada.

Guía de ajuste de la AirFit F40



1 Desabroche los clips magnéticos para liberar las correas inferiores del armazón y coloque el cojín debajo de la nariz para que se ajuste a la cara. Con el logotipo de ResMed hacia arriba, coloque el arnés sobre la cabeza.



2 Lleve las correas inferiores detrás de las orejas y vuelva a fijarlas al armazón con los clips magnéticos*. Pase el cabello más largo por la parte posterior de la armazón, si es necesario.



3 Ajuste las correas superiores y luego las correas inferiores para un ajuste cómodo.

Experimente la AirFit F40 de ResMed hoy.

La mascarilla facial completa ultracompacta que combina un alto rendimiento de sellado con comodidad en un diseño flexible y fácil de colocar. Y, se la ofrece ResMed, la marca de apnea del sueño en la que más confían los médicos del sueño²

AirFit F40 de ResMed. Una mascarilla minimalista, optimizada para todos.



* Esta mascarilla contiene imanes que pueden interferir con ciertos implantes o dispositivos médicos. Consulte la Guía del usuario para obtener información completa sobre el etiquetado, incluidas las contraindicaciones y advertencias de los imanes.

¹ Dos estudios clínicos externos de ResMed en pacientes con experiencia en PAP. El primer estudio incluyó a usuarios con ≥ 6 meses de terapia que usaron las mascarillas faciales completas AirFit F40 y AirFit F20 de ResMed en un orden aleatorio durante hasta siete noches consecutivas cada una en casa. Estudio realizado en Australia, del 6 al 27 de junio de 2023, n=28 (AirFit F40) y 29 (AirFit F20). Se tomaron medidas faciales de 29 participantes. El segundo estudio incluyó a usuarios actuales con ≥ 12 meses de terapia PAP que cumplieron con el CMS de 90 días para la terapia PAP en los tres meses previos al estudio. Los participantes utilizaron AirFit F40 de ResMed y Evora Full de Fisher & Paykel en un orden aleatorio junto con los suyos durante hasta siete noches consecutivas cada uno en casa. Estudio realizado en EEUU., del 4 de octubre al 20 de noviembre de 2023, n=57. Se tomaron medidas faciales de 57 participantes.

² Estudio de ResMed de médicos del sueño certificados por la junta en los EEUU. Estudio realizado del 12 de agosto al 6 de septiembre de 2022. n=200